



Набір реагентів для визначення тригліцеридів

REF 4730350 3x50 ml (мл)
4730650 6x50 ml (мл)
B4731500 1x500 ml (мл)

ЗАСТОСУВАННЯ

Набір для визначення тригліцеридів в сироватці та плазмі крові. Колориметричний ферментативний метод GPO-PAP.

КОРОТКИЙ ОПИС

Вимірювання концентрації тригліцеридів використовується для діагностики та лікування гіперліпідемії.

ПРИНЦИП МЕТОДУ

Тригліцериди гідролізуються в присутності ліпопротеїнази (LPL) до жирної кислоти та гліцеролу, який під дією гліцеролкінази (ГК), АТФ та гліцерол-3-фосфатоксидази (ГФО) перетворюється на дігідроксиацетонфосфат та H_2O_2 . Перекис водню, під дією пероксидази (POD), реагує з 4-амінофеназоном та 4-фенолхлоридом, утворюючи забарвлену сполуку, інтенсивність забарвлення якої прямо пропорційна концентрації тригліцеридів в зразку.

РЕАГЕНТИ

R1: Буфер PIPES	100,0 mmol/l (ммоль/л)
Фенол	16,0 mmol/l (ммоль/л)
Ліпопротеїназа	≥ 4000 U/L (Од/л)
Гліцеролкіназа	≥ 2000 U/L (Од/л)
Пероксидаза	≥ 2500 U/L (Од/л)
АТФ	0,8 mmol/l (ммоль/л)
4-амінофеназон	1,4 mmol/l (ммоль/л)
Гліцерол-3-фосфатоксидаза	≥ 2000 U/L (Од/л)

ПРИГОТУВАННЯ РЕАГЕНТІВ

Реагент постачається у вигляді розчину, готового до використання. Дозволяється виймати реактиви з холодильника тільки для використання. Одразу після використання необхідно їх негайно ретельно закрити та повернути до холодильника.

ЗБЕРІГАННЯ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ

- Температура зберігання набору 2-8°C.
- Після відкриття вміст флакону R1 залишається стабільним протягом 90 d (д)* за умови негайного повторного закриття та захисту від контамінації, випаровування, прямих променів світла та зберігання в межах вказаної температури.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ

Реагент не відноситься до небезпечних (DLg. № 285 сер. 28 л. н. 128/1998). Кінцеві концентрації компонентів не перевищують обмежень, встановлених Регламентом (ЄС) № 1272/2008 - CLP (з відповідними поправками) та Директивою 88/379/CEE з відповідними поправками до класифікації упаковки та маркування небезпечних речовин. З реагентом слід поводитись, дотримуючись заходів безпеки і відповідно до правил належної лабораторної практики.

Застереження: реагенти містять консервант азид натрію (0,095%). Не ковтайте у разі потрапляння реагенту до рота та уникайте контакту зі шкірою, очима та слизовими оболонками. У разі попадання в очі, слід негайно промити їх великою кількістю води або звернутись за медичною допомогою.

УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ

Згідно з вимогами місцевого законодавства.

ЗАБІР ТА ПРИГОТУВАННЯ ЗРАЗКІВ

- Температура зберігання набору впродовж 3 d (д) 2-8°C та 12 місяців при -20°C.
- Сироватка, гепаринізована плазма крові або плазма з ЕДТА.
- Якщо сироватка високо ліпемічна, жовтянича або каламутна, рекомендується приготувати холосту пробу зразку з використанням фізіологічного розчину.

ПРИМІТКА

- Набір, відповідно до опису методики, призначений для застосування в ручних методиках. При роботі з автоматичними аналізаторами слід дотримуватись вказівок адаптацій до відповідних аналізаторів.
- Необхідно уникати прямого світла, забруднення та випаровування.
- **Об'єми, встановлені для методики, можна пропорційно змінювати.**
- У разі подачі реклаमाції або запиту на проведення контролю якості - вкажіть номер серії, вказаний на упаковці або на окремих флаконах.

МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ

Довжина хвилі, λ	510 (500 - 550) nm (нм)
Робоча температура, °C	37 °C
Довжина оптичного шляху у кюветі, mm (мм)	10
Тип реакції	Кінцева точка (збільшення)

Перед використанням довести реагенти до 15 -25°C.

	ХОЛОСТА ПРОБА	СТАНДАРТНА ПРОБА	ДОСЛІДНА ПРОБА
Реагент R1	1000 μ L (мкл)	1000 μ L (мкл)	1000 μ L (мкл)
Дистильована вода	10 μ L (мкл)	-	-
Зразок	-	-	10 μ L (мкл)
Стандарт	-	10 μ L (мкл)	-
Змішайте компоненти, інкубуйте протягом 5 min (хв) при 37°C. Виміряйте оптичну густину дослідної проби ($E_{\text{зразка}}$) і стандарту (E_{STD}) проти холостої проби (реагенту).			

РОЗРАХУНОК

Концентрація тригліцеридів (mg/dl (мг/дл)) або (mmol/l (ммоль/л)) = $\frac{\text{Зразка}}{\text{ESTD}}$ x Концентрація стандарту (mg/dl (мг/дл)) або mmol/l (ммоль/л)

КОЕФІЦІЄНТ ПЕРЕРАХУНКУ

Концентрація тригліцеридів (mg/dl (мг/дл)) x 0,01126 = Концентрація тригліцеридів (mmol/l (ммоль/л))

РЕФЕРЕНТНІ ЗНАЧЕННЯ при 37°C

Сироватка та плазма крові:

Чоловіки 60 - 165 mg/dl (мг/дл) (0,68 - 1,86 mmol/l (ммоль/л))

Жінки 40 - 140 mg/dl (мг/дл) (0,45 - 1,58 mmol/l (ммоль/л))

Необхідно відмітити, що значення, отримані у плазмі крові, на 2-4% нижче значень, отриманих у сироватці крові.

Референтні значення вважаються орієнтовними, тому що кожна лабораторія має встановити референтні діапазони відповідно до характеристик власної популяції пацієнтів. Аналітичні результати необхідно оцінювати з врахуванням іншої інформації, отриманої з клінічних даних пацієнта.

АНАЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОБОТИ

Лінійність

Реакція лінійна в межах концентрації до 1000 mg/dl (мг/дл) (11,26 mmol/l (ммоль/л)). Зразки зі значеннями, що перевищують цей діапазон, необхідно розводити фізіологічним розчином. Після цього помножити результат на коефіцієнт розведення.

Аналітична чутливість

Чутливість тесту 3,50 mg/dl (мг/дл) (0,04 mmol/l (ммоль/л)).

Збіжність (Внутрішньосерійна точність)

Визначалась на 20 зразках для кожного контролю (Н-П) (нормальний-патологічний).

Результати:

СЕРЕДНЄ ЗНАЧЕННЯ, mg/dl (мг/дл)	H = 99,65	П = 270,90
SD	H = 2,01	П = 3,78
CV, %	H = 2,01	П = 1,40

Відтворюваність (Міжсерійна точність)

Визначалась на 20 зразках для кожного контролю (Н-П) (нормальний-патологічний).

Результати:

СЕРЕДНЄ ЗНАЧЕННЯ, mg/dl (мг/дл)	H = 99,43	П = 270,37
SD	H = 1,75	П = 3,91
CV, %	H = 1,76	П = 1,45

Кореляція

В результаті дослідження при порівнянні цього методу з аналогічним методом на 20 зразках був отриманий наступний фактор кореляції:

$r = 0,99$; $y = 0,9436 x + 2,9045$

ИНТЕРФЕРЕНЦІЯ

Інтерференції не спостерігалось в присутності:

Білірубину ≤ 25 mg/dl (мг/дл) (427,5 $\mu\text{mol/l}$ (мкмоль/л)), Аскорбінової кислоти ≤ 10 mg/dl (мг/дл) (567,79 $\mu\text{mol/l}$ (мкмоль/л)), Гемоглобіну ≤ 200 mg/dl (мг/дл) (2000 mg/l (мг/л)). Для отримання повного опису інтерферуючих речовин звертайтеся до публікацій Янга.

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ

Під час кожного застосування набору необхідно проводити контроль якості та перевіряти, чи знаходяться отримані значення в діапазоні, наведеному у листку-вкладішій контрольних сироваток. Кожна лабораторія має встановити власне середнє значення показника та його стандартне відхилення та прийняти програму з контролю якості для моніторингу лабораторного тестування.

Бібліографія

- Bucolo G, David M: Clin. Chem., 19, 476 (1973).
- McGowan MW, Artiss JD, Standbergh DR, Zak B. Clin. Chem., 29, 538 (1983).
- Kaplan LA, Pesce AJ: «Clinical Chemistry», Mosby Ed. (1996).
- Young D.S., Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests, AACC Press, Washington, DC 5th ed. 2000.

Уповноважений представник:

ТОВ «НВК «Фармаско»

вул. Дмитра Луценка, буд. 10, м. Київ, 03193, Україна

Тел. + 38 (099)160-30-05

e-mail: diagnostic_company@ukr.net

*d (д) – доба

Маркування	Пояснення символів маркування	Маркування	Пояснення символів маркування
IVD	Медичний виріб для діагностики in vitro	REF	Номер за каталогом
	Температурне обмеження		Виробник GESAN PRODUCTION S.R.L., Via Fiera Dell'Eremita, 71 91021 Campobello di Mazara (TP) ITALY
LOT	Код партії		Гесан Продакшн С.Р.Л., Віа Фієра Дель'Ерєміта, 71 91021 Кампобелло-ді-Мадзара (ТТ), Італія
CE	СЕ-маркування		Знак відповідності технічним регламентам
	Ознайомлення з інструкціями для застосування		Використати до



Tryglicerides_instr1_10.2023

Редакція 1

Дата останнього перегляду: 23.10.2023